

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center



檢驗報告

檢體(報告)編號: 202503168-08

收件日期: 2025/3/31

委託單位: 台北市農會

檢驗日期: 2025/3/31

委託者地址: 台北市大安區復興南路一段390號14樓

報告日期: 2025/4/2

檢體名稱: 八卦山咖啡豆

檢體類別: 其他

樣品狀態/包裝/數量: 如樣品照片/完整包裝/244g

樣品保存方式: 顧客未提供

樣品編號/採樣日期: 20250329-05彰化市農民-張水勝

樣品來源: 彰化縣花壇鄉中山路1段7-17號

檢驗項目、檢驗方法及範圍：

是否經認證	檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍
★	農藥	衛生福利部 111.08.17 衛授食字第1111901537號公告 食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)	定量極限 ~ 10 ppm
★	農藥	衛生福利部 107.11.30 衛授食字第1071902338號公告 食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢	0.1 ~ 10 ppm

檢出結果: 本樣品依上述檢驗方法分析, 均未檢出, 如附錄。

聲明事項:

1. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果, 不對產品合法性做判斷。
2. 農藥殘留容許量標準依據衛生福利部114.03.11衛授食字第1141300001號令。
3. 本資料僅對送檢樣品負責。
4. 檢驗方法有標★者, 指該檢驗方法經衛生福利部及財團法人全國認證基金會認證; 有標☆者, 指該檢驗方法經財團法人全國認證基金會認證, 且依認證之檢驗方法執行檢驗。



報告簽署人:



LKAF-QP12-01

第 1 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202503168-08

樣品照片記錄:



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

附錄

檢體(報告)編號: 202503168-08

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

序號	農藥名稱	定量極限 (ppm)	序號	農藥名稱	定量極限 (ppm)
1	2,6-Diisopropyl naphthalene (2,6-二異丙基萘)	0.2	46	Bromopropylate	新殺蠅
2	2-Phenylphenol	0.02	47	Bromuconazole	溴克座
3	3-keto Carbofuran	3-酮基加保扶	48	Bufencarb	必克蟲
4	3-OH Carbofuran	3-羟基加保扶	49	Bupirimate	布瑞莫
5	Abamectin	阿巴汀	50	Buprofezin	布芬淨
6	Acephate	噁殺松	51	Butachlor	丁基拉草
7	Acequinocyl-hydroxy	亞酇蠅代謝物	52	Butafenacil	布芬草
8	Acetamiprid	亞滅培	53	Butocarboxim	佈嘉信
9	Acetochlor	—	54	Butralin	比達寧
10	Acibenzolar-S-methyl	—	55	Butylate	拔敵草
11	Acrinathrin	阿納寧	56	Cadusafos	—
12	Alachlor	拉草	57	Carbaryl	加保利
13	Alanycarb	—	58	Carbendazim	貝芬替
14	Aldicarb	得滅克	59	Carbofuran	加保扶
15	Aldicarb sulfone	得滅克砜	60	Carbophenothion	加芬松
16	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞砜	61	Carbosulfan	丁基加保扶
17	Aldrin	阿特靈	62	Carfentrazone-ethyl	乙基克繁草
18	Allethrin	亞烈寧	63	Carpropamid	加普胺
19	Alloxydim (sodium)	亞汰草	64	Chinomethionat	蠅離丹
20	α -Cypermethrin	亞滅寧	65	Chlorantraniliprole	剋安勃
21	Ametoctradin	滅脫定	66	Chlorbenzuron	—
22	Ametryn	草殺淨	67	Chlorfenapyr	克凡派
23	Amisulbrom	安美速	68	Chlorfenvinphos	氯芬松
24	Atrazine	草脫淨	69	Chlorfluazuron	克福隆
25	Azafenidin	草芬定	70	Chlorobenzilate	克氯苯
26	Azinphos-methyl	谷速松	71	Chloropropylate	克氯蠅
27	Aziprotryne	滅蘇民	72	Chlorothalonil	四氯異苯腈
28	Azoxystrobin	亞托敏	73	Chlorpropham	—
29	Benalaxyl	本達樂	74	Chlorpyrifos	陶斯松
30	Bendiocarb	免敵克	75	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松
31	Benfluralin	倍尼芬	76	Chlorthal-dimethyl	大克草
32	Benfuracarb	免扶克	77	Chlozolinate	克氣得
33	Bensulfuron-methyl	免速隆	78	Chromafenozide	可芬諾
34	Bentazone	本達隆	79	Cinosulfuron	西速隆
35	Benthiazole	佈生	80	cis-Chlordane	cis-可氣丹
36	Benzovindiflupyr	—	81	Clethodim	剋草同
37	Benzoximate	西脫蠅	82	Clofentezine	克芬蠅
38	Bifenazate	必芬蠅	83	Clomazone	可滅蹤
39	Bifenox	必芬諾	84	Clomeprop	克普草
40	Bifenthrin	畢芬寧	85	Clothianidin	可尼丁
41	Bitertanol	比多農	86	CPMC (Etrefol)	蟲必殺
42	Boscalid	白克列	87	Cyanazine	氟乃淨
43	Bromacil	克草	88	Cyanofenphos	施力松
44	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	89	Cyanophos	氟乃松
45	Bromophos	溴磷松	90	Cyantraniliprole	賽安勃

第 3 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

附錄

檢體(報告)編號: 202503168-08

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

序號	農藥名稱	定量極限 (ppm)	序號	農藥名稱	定量極限 (ppm)
181	Flupyradifurone	—	226	Mandipropamid	曼普胺
182	Fluroxypyr-methyl	氟氯比代謝物	227	Mecarbam	滅加松
183	Flusilazole	護矽得	228	Mefenacet	滅芬草
184	Flutolanil	福多寧	229	Mefentrifluconazole	滅芬座
185	Flutriafol	護汰芬	230	Mepanipyrim	滅派林
186	Fluvalinate	福化利	231	Mephosfolan	美福松
187	Fluxapyroxad	氟克殺	232	Mepronil	滅普寧
188	Fonofos	大福松	233	Metaflumizone	美氟綜
189	Formetanate	覆滅端	234	Metalaxylyl	滅達樂
190	Formothion	福木松	235	Metazachlor	滅草胺
191	Fosthiazate	福賽絕	236	Metconazole	滅特座
192	Fthalide	熱必斯	237	Methacrifos	滅克松
193	Furametpyr	福拉比	238	Methamidophos	達馬松
194	Halfenprox	合芬寧	239	Methidathion	滅大松
195	Haloxyfop-methyl	甲基合氯氟	240	Methiocarb	滅賜克
196	Heptachlor	飛佈達	241	Methomyl	納乃得
197	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	242	Methoprene	美賜平
198	Heptenophos	飛達松	243	Methoxyfenozide	滅芬諾
199	Hexaconazole	菲克利	244	Methyl pentachlorophenyl sulfide	五氯苯基甲基硫化物
200	Hexaflumuron	六伏隆	245	Metobromuron	撲多草
201	Hexazinone	菲殺淨	246	Metolachlor	莫多草
202	Hexythiazox	合賽多	247	Metolcarb	治滅蟲
203	Imazalil	依滅列	248	Metrafenone	滅芬農
204	Imibenconazole	易胺座	249	Metribuzin	滅必淨
205	Imicyafos	—	250	Mevinphos	美文松
206	Imidacloprid	益達胺	251	Milbemectin A3	密滅汀
207	Indoxacarb	因得克	252	Milbemectin A4	密滅汀
208	Iprobenfos	丙基喜樂松	253	Mirex	滅蟻樂
209	Iprodione	依普同	254	Molinate	稻得壯
210	Iprovalicarb	—	255	Monocrotophos	亞素靈
211	Isazofos	依殺松	256	MPMC (Xyl carb)	滅爾蟲
212	Isofenphos	亞芬松	257	Myclobutanil	邁克尼
213	Isofetamid	—	258	Napropamide	滅落脫
214	Isoprocarb	滅必蟲	259	Nitenpyram	—
215	Isoprothiolane	亞賜圃	260	Norflurazon	—
216	Isopyrazam	亞派占	261	Novaluron	諾伐隆
217	Isotianil	亞汰尼	262	Nuarimol	尼瑞莫
218	Isouron	愛速隆	263	o, p' -DDD	o, p' -滴滴滴
219	Isoxaflutole	—	264	o, p' -DDE	o, p' -滴滴易
220	Isoxathion	加福松	265	o, p' -DDT	o, p' -滴滴涕
221	Kresoxim-methyl	克收欣	266	Omethoate	歐滅松
222	Leptophos	福賜松	267	Oxadiazon	樂滅草
223	Linuron	理有龍	268	Oxadixyl	毀殺斯
224	Lufenuron	祿芬隆	269	Oxamyl	毀殺滅
225	Malathion	馬拉松	270	Oxathiapiprolin	歐西北

第 5 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

附錄

檢體(報告)編號: 202503168-08

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

序號	農藥名稱		定量極限 (ppm)	序號	農藥名稱		定量極限 (ppm)
361	Spirotetramat	賜派滅	0.02	386	Tolylfluanid	甲基益發靈	0.02
362	Spiroxamine	—	0.02	387	trans-Chlordane	trans-可氯丹	0.02
363	Sulfentrazone	—	0.02	388	Triadimefon	三泰芬	0.02
364	Sulfoxaflor	速殺氟	0.02	389	Triadimenol	三泰隆	0.02
365	Tebuconazole	得克利	0.02	390	Triazophos	三落松	0.02
366	Tebufenozide	得芬諾	0.02	391	Trichlorfon	三氣松	0.02
367	Tebufenpyrad	得芬瑞	0.02	392	Tricycyclazole	三賽唑	0.02
368	Teflubenzuron	得福隆	0.02	393	Tridiphane	三地芬	0.02
369	Tepraloxydin	得殺草	0.02	394	Trifloxystrobin	三氣敏	0.01
370	Terbufos	托福松	0.01	395	Triflumezopyrim	氟美派	0.02
371	Tetraconazole	四克利	0.02	396	Triflumizole	賽福座	0.02
372	Tetradifon	得脫蠅	0.02	397	Triflumuron	—	0.02
373	Tetramethrin	治滅寧	0.02	398	Trifluralin	三福林	0.02
374	Tetraniliprole	特安勃	0.02	399	Triforine	賽福寧	0.02
375	Thenylchlor	欣克草	0.02	400	Vamidothion	繁米松	0.02
376	Thiabendazole	腐絕	0.02	401	Vinclozolin	免克寧	0.02
377	Thiacloprid	賽果培	0.02	402	XMC (Macbal)	滅克蟲	0.02
378	Thiamethoxam	賽速安	0.01	403	Zoxamide	座賽胺	0.02
379	Thifluzamide	賽氟滅	0.02	404	α -BHC	α -蟲必死	0.02
380	Thiobencarb	殺丹	0.02	405	α -Endosulfan	α -安殺番	0.02
381	Thiodicarb	硫敵克	0.02	406	β -BHC	β -蟲必死	0.02
382	Thiofanox	硫伐隆	0.02	407	β -Endosulfan	β -安殺番	0.02
383	Thiometon	硫滅松	0.02	408	γ -BHC (Lindane)	γ -蟲必死	0.02
384	Tolclofos-methyl	脫克松	0.02	409	δ -BHC	δ -蟲必死	0.02
385	Tolfenpyrad	脫芬瑞	0.02	410	λ -Cyhalothrin	賽洛寧	0.01

註：共檢測農藥 410 品項。

- (1) 大克蠶包含大克蠶代謝物，大克蠶代謝物定量極限為 0.02 ppm。
- (2) 因滅汀包含 Emamectin benzoate Bla 及 Emamectin benzoate Blb 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.02 ppm。
- (3) 除蟲菊精包含 Pyrethrin I 、Pyrethrin II 、Cinerin I 、Cinerin II 、Jasmolin I 及 Jasmolin II 等六項化合物，定量極限合併計算為 0.02 ppm。
- (4) 賜諾特包含 Spinetoram J 及 Spinetoram L 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.01 ppm。
- (5) 賜諾殺包含 Spinosad A (spinosyn A) 及 Spinosad D (spinosyn D) 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.01 ppm。
- (6) 密滅汀包含 Milbemectin A3 及 Milbemectin A4 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.02 ppm。

食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)檢測農藥項目及定量極限表

序號	農藥名稱		定量極限 (ppm)
1	Dithiocarbamates	二硫代胺基甲酸鹽類	0.1